

أوسمول®

مسحوق لتحضير محلول الإمهارة

تُعدّ الإسمولارية من الخصائص الأساسية لمحلول الإمهارة، ويجب تحديدها بدقة لأنها تؤثر على تقبّل المنتج منذ الولادة. تُعدّ إسمولارية بمقدار 250 ميلي أوزمول/لتر مناسبة لإمهارة الرضّع والأطفال الصغار يُعدّ الجفاف أحد المضاعفات المحتملة للإسهال والقيء نتيجة فقدان الماء والأملاح المعدنية. ويمكن الوقاية من الجفاف وعلاجه باستخدام محاليل الإمهارة الفموية يُستخدم أوسمول، ذو الإسمولارية 250 ميلي أوزمول/لتر المناسبة للإمهارة، لتعويض فقدان الماء والأملاح المعدنية في حالات الإسهال و/أو القيء

طريقة الاستعمال

يجب احترام قواعد النظافة: غسل اليدين جيداً قبل تحضير المحلول، إذ قد يكون الإسهال ذا أصل جرثومي

نصيحة الاستعمال

- للرضع والأطفال يُذاب كيس واحد في 200 مل من الماء بدرجة حرارة الغرفة، دون إضافة السكر أو الملح يحدد الطبيب الكمية الواجب إعطاؤها وفقاً لاحتياجات الطفل من الماء، وذلك منذ ظهور الإسهال أو القيء أو علامات الجفاف يُقدّم المحلول حسب الرغبة وعلى فترات منتظمة بعد كل نوبة من الإسهال السائل و/أو القيء
- للبالغين وكبار السن يُذاب كيس واحد في 200 مل من الماء بدرجة حرارة الغرفة، دون إضافة السكر أو الملح يُوصى بتناول هذا المحلول على فترات منتظمة خلال الساعات الأولى وبعد كل نوبة من الإسهال السائل و/أو القيء في حال استمرار الإسهال، يجب استشارة الطبيب



3 حرك جيداً: أصبح المحلول جاهزاً للاستخدام



2 أضف محتوى الكيس



1 اسكب 200 مل من الماء بدرجة حرارة الغرفة

لا تضيف السكر أو الملح. يُحفظ المحلول بعد التحضير في الثلاجة لمدة لا تتجاوز 24 ساعة.

شروط الحفظ

- يُحفظ أوسمول في درجة حرارة أقل أو تساوي 30°م
- بعد التحضير، يكون المحلول جاهزاً للاستخدام ويُحفظ لمدة أقصاها 24 ساعة في الثلاجة

موانع الاستعمال

يُمنع استخدام أوسمول في حالات انعدام البول أو القصور الكلوي.

المصنّع

Laboratoires Pharmaceutiques Rodael
Phytéo Bierre Laboratoire
1, route de Socx - 59380 Bierre - FRANCE



المستغل للتصدير

FRILAB SA
17, rue des Pierres du Niton
1207 Genève - SUISSE



المستغل في فرنسا

Laboratoires FRILAB
104, Boulevard Auguste Blanqui
75013 Paris - FRANCE

