



Poudre pour soluté de réhydratation

L'osmolarité est la caractéristique essentielle d'un soluté de réhydratation. Elle doit être rigoureusement définie et conditionne l'acceptabilité du produit dès la naissance. Une osmolarité à 250mOsm/l est adaptée à la réhydratation des nourrissons et des enfants en bas âge.

La déshydratation est l'une des complications possibles des diarrhées et vomissements en raison de pertes hydriques et minérales. La déshydratation peut être prévenue et traitée par le recours aux solutés de réhydratation orale (SRO).

Osmule, avec une osmolarité à 250mOsm/l adaptée à la réhydratation, est destiné à la compensation des pertes hydriques et minérales en cas de diarrhée et/ou vomissement.

MODE D'EMPLOI

Respecter les mesures d'hygiène : Toujours se laver les mains avant la préparation de la solution, les diarrhées pouvant avoir une origine infectieuse.

Conseil d'utilisation

• Pour les nourrissons et les enfants :

Diluer un sachet dans 200ml d'eau à température ambiante, sans ajouter de sucre ni de sel. La quantité à administrer est déterminée par le médecin en fonction des besoins hydriques de l'enfant, dès l'apparition de la diarrhée, des vomissements ou des signes de déshydratation. Elle sera proposée à volonté, à intervalles réguliers après chaque épisode de selle liquide et/ou vomissement.

• Pour les adultes et les personnes âgées :

Diluer un sachet dans 200ml d'eau à température ambiante, sans ajouter de sucre ni de sel. Il est recommandé de prendre cette préparation à intervalles réguliers pendant les premières heures et après chaque épisode de selle liquide et/ou vomissement.

EN CAS DE PERSISTANCE DES DIARRHÉES, CONSULTER VOTRE MÉDECIN.



1
Versez 200 ml d'eau
à température ambiante



2
Versez le contenu
du sachet-dose



3
Agitez : la solution
est prête à l'emploi

Ne pas ajouter de sucre ni de sel. Conserver la solution reconstituée au maximum 24h au réfrigérateur.

Conditions de conservation

- Conserver Osmule à une température inférieure ou égale à 30°C.
- Après reconstitution, la solution est prête à l'emploi et se conserve 24 heures maximum au réfrigérateur.

Contre-indications

Osmule ne doit pas être utilisé en cas d'anurie et d'insuffisance rénale.

Exploitant France :

Laboratoires FRILAB
104, Boulevard Auguste Blanqui
75013 Paris - FRANCE



Exploitant export :

FRILAB SA
17, rue des Pierres du Niton
1207 Genève - SUISSE



Fabricant :

Laboratoires Pharmaceutiques Rodael
Phytéo Bierne Laboratoire
1, route de Socx - 59380 Bierne - FRANCE

